

INTRODUCTION

La machine HIFU +
Microneedling RF d'Olympure
associe technologie de pointe et
performance esthétique pour
des soins non invasifs de
raffermissement et de
régénération cutanée.

Grâce à ses cartouches multi-profondeurs et à ses modes de tir avancés, elle agit en profondeur sur le visage et le corps, en s'adaptant à tous les types de peau.

Son interface intuitive permet une prise en main rapide par les professionnels, pour des résultats visibles, sûrs et durables.

Pensée pour les soins anti-âge et le remodelage global, elle répond aux exigences des instituts haut de gamme.





TABLE DES MATIÈRES

04	À PROPOS	11	LES TRAITEMENTS
05	PRÉSENTATION DE LA MACHINE	15	LES RÉSULTATS
07	LE MICRONEEDLING RF	13	LES DÉTAILS DE LA MACHINE
09	LE HIFU	14	RENTABILITÉ





SERRA AYDOGAN

Dirigeante d'un salon d'esthétique en constante évolution depuis plus de 10 ans. De cette expérience, elle a observé les défis et besoins spécifiques des esthéticiennes dans leur pratique quotidienne.



Créer des technologies esthétiques qui répondent parfaitement aux attentes des professionnels, en combinant performance, ergonomie et simplicité d'utilisation.

- Innovation sur mesure
 Des machines développées en collaboration avec des experts du métier pour des résultats inégalés.
- Engagement qualité
 Chaque création est testée et approuvée pour offrir des performances optimales.
- Satisfaction client
 Nous mettons les besoins des professionnels et de leurs clientes au cœur de nos innovations

NOTRE VISION

Proposer des solutions innovantes et adaptées aux professionnels de l'esthétique.

Faciliter le quotidien des esthéticiennes avec des outils performants.

Garantir des résultats durables et satisfaisants pour chaque cliente.



m

SÛRE

2 EFFICACE

3

MULTI-PROFONDEUR

La machine OLYMPURE combine deux technologies de pointe dans un seul appareil de prestige : le Microneedling RF 600W et le HIFU 12D, pour des soins inspirés de la médecine esthétique, sans chirurgie ni éviction sociale.


Grâce à ses cartouches de tir multi-profondeurs et ses différents modes d'impulsion (linéaire, circulaire...), elle permet de traiter en profondeur toutes les couches de la peau — du derme au SMAS — sans endommager les tissus environnants.

Pensée pour les instituts exigeants, cette machine allie sécurité, performance et rentabilité. Son interface intuitive et son design professionnel offrent une prise en main rapide, une expérience client haut de gamme et des résultats visibles dès la première séance.



UNE MACHINE UNE DOUBLE TECHNOLOGIE

Nos appareils utilisent des micro-aiguilles isolées, qui ciblent uniquement le derme profond. Contrairement aux aiguilles non isolées (plus agressives), elles évitent l'échauffement de l'épiderme, réduisent le risque d'effets secondaires, et garantissent une meilleure tolérance pour les peaux fines ou mates.



MICRONEEDLING RF

grâce à des micro-aiguilles isolées, l'énergie est délivrée précisément dans le derme profond, sans échauffer l'épiderme. Cette technologie garantit une meilleure tolérance sur les peaux fines ou mates, avec des résultats spectaculaires sur les rides, les cicatrices, les pores dilatés ou les vergetures.



HIFU 12D

avec ses 12 lignes par tir, il cible les couches profondes pour un effet liftant immédiat et cumulatif. Idéal pour le visage, le double menton, le cou, le ventre ou les bras.


COMMENT FONCTIONNE LA TECHNOLOGIE MICRONEEDLING RF

Émission d'énergie thermique ciblée

La micro-aiguille délivre l'énergie directement dans la peau de manière contrôlée et sécurisée, sans endommager l'épiderme.



Ce procédé permet un traitement adapté à tous les types de peau, y compris les phototypes foncés, grâce à une faible absorption par la mélanine



Action en profondeur, sans perte d'énergie

La technologie pénètre depuis l'épiderme jusqu'au derme, stimulant efficacement le collagène et remodélant les structures cutanées désorganisées.

Elle favorise une régénération homogène avec un minimum de dommages en surface, tout en assurant une réparation profonde des tissus.

TECHNOLOGIE MICRONEEDLING RF NOS DIFFÉRENTES TÊTE



Nanocrystalline Pin

Tête sans aiguille, idéale pour les peaux très sensibles ou débutantes. Parfaite pour améliorer la texture et l'éclat du teint sans micro-perforation. YMPURE O



10 Pin – Zone localisée

Idéale pour les petites zones comme les paupières, les rides profondes ou les cicatrices ciblées. Précision extrême pour un soin intensif localisé.



25 Pin – Zones sensibles

Utilisée sur le visage et les zones délicates. Permet un traitement uniforme et confortable, avec un bon équilibre entre intensité et douceur.



64 Pin – Grandes zones

Parfaite pour le cou, le ventre, les cuisses ou les bras. Permet de couvrir rapidement une large surface avec une efficacité maximale.

TECHNOLOGIE HIFU NOS DIFFÉRENTES CARTOUCHES



POUR LES RIDULES
1.5 mm // 7MHz



POUR LES HANCHES ET LA TAILLE 13.0 mm // 2MHz



POUR LES CUTICULES 2.0 mm // 5.5MHz



POUR LE VISAGE 1.5 mm // 7MHz



POUR LES DOUBLES MENTONS 6.0 mm // 2MHz




POUR LES BRAS 3.0 mm // 7MHz



POUR LES BRAS 9.0 mm // 2MHz

HIFU - DEUX MODES D'IMPULSION POUR UNE EFFICACITÉ SUR MESURE

Notre technologie propose deux types d'impulsions pour s'adapter à chaque besoin esthétique :




MODE NORMAL / MICRO-IMPULSION

Émission d'énergie ponctuelle et verticale, idéale pour cibler précisément une zone spécifique et stimuler la régénération en profondeur.

MODE CIRCULAIRE / MICRO-CIRCULAIRE Epidermis |

Émission d'énergie répartie en mouvement circulaire, pour couvrir uniformément de plus larges zones et garantir un traitement homogène.

Chaque mode permet un travail de la peau précis, en profondeur et adapté à chaque type de tissu ou de zone à traiter (visage, cou, corps).



CE QUE LA MACHINE TRAITE

Notre technologie traite avec précision les problèmes cutanés les plus fréquents : ridules, rides profondes, relâchement, perte d'élasticité, double menton ou rondeurs localisées.

Grâce à son action ciblée en profondeur et sa double technologie HIFU + Microneedling RF, la machine OLYMPURE offre des résultats visibles, durables et naturels, quel que soit le type de peau.



SUPPRIMER LES RIDULES



ÉLIMINE LES RIDES DU FRONT




DILUER LES LIGNES AMÈRES



ENLEVER LES PLIS NASOGÉNIENS



ÉLIMINER LES RIDES DES LÈVRES



Profil anti-cou double



AUGMENTE L'ÉLASTICITÉ DE LA PEAU



DES RÉSULTATS CLINIQUEMENT VISIBLES

Grâce à sa double technologie HIFU 12D et Microneedling RF 600W, la machine Olympure offre des résultats visibles dès les premières séances.

Les tests montrent une amélioration nette de la fermeté de la peau, une réduction des rides, des cicatrices, des pores dilatés et du relâchement cutané.



DÉTAILS DE LA MACHINE HIFU ET MICRONEEDLING RF

Nom de l'appareil	Hifu = micro aiguille Olympure	Nombre de poignée	3
Technologie	Hifu (ultrasons focalisés de haute intensité	Zone de traitement	visage corps
Tension d'entrée	AC100V - 240V	Cartouches	T1,5mm T2,0mm T3,0mm
Fréquence de sortie	2 - 7 MHz		T4,5mm T6,0mm T9,0mm
Puissance max	650 VA		T13,0mm B1,5mm B3,0mm
Fusible	5A	 Microneedling	B4,5mm 120mi/pin réglable
Tirs 100.000 tirs / cartouche Taille de l'emballage 1100*470*580mm		Garantie	24 mois pour le corps de
		Gararitic	la machine 18 mois pour la poignée

350€ / CLIENT moyenne de facturation par prestation


X

8 / JOUR moyenne de clients par jour

X

20 / MOIS moyenne du nombre de jours travaillées dans le mois

56 000 € / MOIS*



UNE RENTABILITÉ RAPIDE

Le ticket moyen d'une séance Hifu est entre 300€ à 800€ et le Microneedling RF entre 150€ à 250€

Plusieurs séances szont nécessaires pour traiter efficacement la zone souhaité

*Ces chiffres représentent des moyennes. Gardez à l'esprit qu'il est possible d'atteindre des résultats qui fluctuent









