

OLYMPURE

TECHNOLOGIE HAUT DE GAMME POUR LE DÉTATOUAGE,
L'ÉPILATION ET LE RAJEUNISSEMENT DE LA PEAU

LASER PICOSECONDE MULTIFONCTION

Proposez à vos client-es une solution haut de gamme pour le détatouage, la correction des cicatrices, les taches pigmentaires ou les signes visibles de l'âge.

Grâce à sa technologie picoseconde avancée, la machine Olympure offre un traitement efficace, précis et sécurisé, avec des résultats visibles rapidement.

Elle cible les couches profondes de la peau tout en préservant les tissus sains environnants, stimulant ainsi une régénération naturelle et durable



INTRODUCTION

Alliant technologie de pointe et précision médicale, la machine Olympure Picoseconde est conçue pour offrir des traitements esthétiques hautement efficaces, rapides et sécurisés.

Grâce à ses fonctionnalités avancées, sa polyvalence et son interface intuitive, elle assure une prise en main rapide pour les professionnels. Pensée pour répondre aux exigences des soins les plus pointus — détatouage, taches pigmentaires, rides, cicatrices, relâchement cutané, épilation — elle garantit un confort optimal et des résultats visibles dès les premières séances.




TABLE DES MATIÈRES

04 À PROPOS

05 PRÉSENTATION DE LA MACHINE

06 BRAS À 7 ARTICULATIONS

07 LES POIGNÉES

09 LES SOINS

11 LA TRIPLE TECHNOLOGIE

11 LA TRIPLE TECHNOLOGIE

12 LES DÉTAILS DE LA MACHINE

13 LES RÉSULTATS

14 RENTABILITÉ





SERRA AYDOGAN

Dirigeante d'un salon d'esthétique en constante évolution depuis plus de 10 ans. De cette expérience, elle a observé les défis et besoins spécifiques des esthéticiennes dans leur pratique quotidienne.

À PROPOS

Créer des technologies esthétiques qui répondent parfaitement aux attentes des professionnels, en combinant performance, ergonomie et simplicité d'utilisation.

- **Innovation sur mesure**
Des machines développées en collaboration avec des experts du métier pour des résultats inégalés.
- **Engagement qualité**
Chaque création est testée et approuvée pour offrir des performances optimales.
- **Satisfaction client**
Nous mettons les besoins des professionnels et de leurs clientes au cœur de nos innovations.

NOTRE VISION

Proposer des solutions innovantes et adaptées aux professionnels de l'esthétique.

Faciliter le quotidien des esthéticiennes avec des outils performants.

Garantir des résultats durables et satisfaisants pour chaque cliente.

PRÉSENTATION DE LA MACHINE LASER PICOSECONDE

1

Précis

2

Polyvalent

3

Haute performance

Conçue pour les professionnels exigeants, la machine Olympure Picoseconde combine précision, polyvalence et performance. Ses longueurs d'onde multiples (532, 755, 1064 nm) permettent de traiter efficacement les tatouages, taches pigmentaires, cicatrices, rides et irrégularités cutanées, tout en respectant les tissus sains.

Adaptée à tous les types de peau et toutes les zones du corps, elle garantit des résultats visibles dès les premières séances. Son interface intuitive et sa technologie de pointe offrent une prise en main rapide, un confort optimal et une rentabilité assurée.



UN BRAS À 7 ARTICULATIONS UNE PRÉCISION OPTIMALE

Le bras de guidage de lumière de la machine Olympure est équipé de 7 articulations, offrant une liberté de mouvement à 360° sans aucun angle mort.

Cette conception permet un positionnement précis du faisceau laser sur toutes les zones du corps, même les plus difficiles d'accès, sans effort ni perte d'efficacité.

Grâce à sa structure optimisée, il garantit :

- Un rendement énergétique maximal,
- Une transmission stable du laser,
- Une perte d'énergie minimale tout au long du traitement.

Pour plus d'hygiène et de durabilité, la poignée est équipée d'une botte anti-salissures, protégeant le bras de travail en toutes circonstances.



BOTTE ANTI-SALISSURES

POIGNÉES INTERCHANGEABLES POUR DES TRAITEMENTS CIBLÉS

Une tête adaptée à chaque besoin esthétique

La machine Olympure Picoseconde est équipée de plusieurs poignées spécialisées, chacune calibrée pour une action précise sur une problématique ciblée. Grâce à ces embouts interchangeables, chaque soin gagne en efficacité, en



POIGNÉE CELLULAIRE

Idéale pour le rajeunissement cutané, elle stimule le renouvellement cellulaire et améliore l'élasticité de la peau.



POIGNÉE DE MISE AU POINT

Utilise les longueurs d'onde 1064 nm et 532 nm pour cibler les pigments noirs, bleus et marron – parfaite pour le détatouage classique.



POIGNÉE 585 NM

Agit sur les tatouages rouges, violets et multicolores en décomposant les pigments avec une grande précision.



POIGNÉE 650 NM

Conçue pour éliminer les pigments verts, souvent difficiles à traiter avec les longueurs d'onde standard.

RÉSULTATS SUPÉRIEURS GRÂCE À LA TECHNOLOGIE PICOSECONDE

Contrairement aux lasers classiques qui fragmentent les pigments en particules moyennes, la technologie picoseconde d'Olympure pulvérise les pigments en micro-particules, bien plus faciles à éliminer naturellement par l'organisme.



AVANT

Accumulation dense de pigments



APRÈS UN LASER
TRADITIONNEL

Fragmentation partielle,
pigments encore présents



APRÈS NOTRE LASER
PICOSECONDE

Pigments réduits en fines
particules, quasi invisibles

LES SOINS RÉALISÉS AVEC LA MACHINE PICOSECONDE

Nous sommes toujours à la pointe des développements en matière de traitements esthétiques et sommes heureux de vous proposer notre machine multifonction.



DÉTATOUAGE MULTICOLORE

Grâce à ses différentes longueurs d'onde (1064nm pour le noir/bleu, 532nm pour le rouge/brun, 585nm pour le violet, 650nm pour le vert), la machine cible chaque pigment avec précision. Elle permet une élimination progressive et sécurisée des tatouages, même anciens, sur toutes les zones du corps.

TACHES PIGMENTAIRES & MÉLASMA

La technologie Q-Switch agit efficacement sur les taches solaires, taches de vieillesse, lentigos, masque de grossesse, etc. Elle unifie le teint sans agresser la peau, pour un résultat visible et durable.





RAJEUNISSEMENT CUTANÉ

En stimulant la production de collagène, le laser picoseconde améliore la fermeté et la texture de la peau. Il atténue visiblement les rides, ridules, pores dilatés et le relâchement cutané, tout en redonnant de l'éclat au teint.

CICATRICES & ACNÉ

La machine pénètre en profondeur pour fragmenter les pigments sous la surface de la peau et stimuler sa régénération. Elle est idéale pour lisser les cicatrices d'acné, post-opératoires ou traumatiques, en améliorant la texture globale.



PEELING AU CARBONE

En combinaison avec une application de gel au carbone, le laser crée un effet exfoliant intense. Le soin resserre les pores, régule la production de sébum, lisse le grain de peau et améliore l'éclat du visage dès la première séance.

ÉPILATION LONGUE DURÉE

Grâce à sa technologie en impulsion longue, Olympure agit sur les poils foncés, blonds ou blancs, même sur les zones sensibles. Le traitement est rapide, confortable, sans douleur et assure une réduction significative dès les premières séances.



UNE TECHNOLOGIE 3 EN 1

La machine Olympure combine trois technologies avancées : Q-switch, multipulsée et impulsion longue. Résultat : des soins personnalisés, des traitements plus rapides et une expérience plus confortable pour vos client-es.

LASER Q-SWITCH ND:YAG

1320nm : effet peeling au carbone, éclaircissement du teint, raffermissment.

1064nm : cible les pigments noirs, bleus et foncés (tatouages, naevus, sourcils).

532nm : traite les pigments rouges/bruns, les taches superficielles, les rides des lèvres.

755nm : resserrement des pores et éclaircissement de la peau.

MODE MULTIPULSE

Idéal pour le détatouage complexe : il agit efficacement sur les tatouages profonds, les grandes surfaces ou les couleurs difficiles (violet, vert, multicolore).

IMPULSION LONGUE POUR L'ÉPILATION

Conçu pour détruire le poil à la racine, ce mode garantit une efficacité visible dès la première séance. Il élimine aussi les poils blonds et blancs, là où d'autres lasers échouent.

Un vrai plus face au laser diode ou à la lumière pulsée.



DES RÉSULTATS CLINIQUES

Grâce à la technologie laser picoseconde de dernière génération, les traitements réalisés avec Olympure offrent des résultats rapides, durables et hautement visibles. Les études cliniques démontrent une réduction significative des imperfections (pilosité, taches, cicatrices...) dès les premières séances, avec une excellente tolérance cutanée.

Adaptée à tous les types de peau — hors phototypes très foncés — la machine garantit une efficacité optimale, en toute sécurité.



Avant



Après



Avant



Après



Avant



Après



Avant



Après

DÉTAILS DE LA MACHINE PICOSECONDE



Nom de l'appareil	Laser C02 Fractionné	Taille de numérisation	20*20mm
Longueur d'onde	10600nm	Temps de séjour	0.1ms - 10ms
Taille de l'écran	Écran tactile couleur véritable 4K de 14 pouces	Pas de point	0.1mm-2.6mm
Source laser	Tube RF	Circuit de refroidissement	Refroidissement par air
Pouvoir	70W	Modèles de numérisation	Standard, Aléatoire, Dispersé
Forme fractionnaire de San	Carré, rectangle, cercle, triangle, hexagone, ellipse, ligne	Garantie	24 mois pour le corps de la machine 18 mois pour la poignée
		Alimentation électrique	AC 110-220V 50/60Hz

150€ / CLIENT
moyenne de facturation
par prestation

X

6 / JOUR
moyenne de clients par
jour

X

20 / MOIS
moyenne du nombre
de jours travaillées dans
le mois

=

18 000 € / MOIS*




UNE RENTABILITÉ RAPIDE

Le ticket moyen d'une séance de détatouage, la correction des cicatrices, les taches pigmentaires ou les signes visibles de l'âge est entre 100 € et 200€

Plusieurs séances sont nécessaires selon les prestations



*Ces chiffres représentent des moyennes. Gardez à l'esprit qu'il est possible d'atteindre des résultats qui fluctuent



OLYMPURE

L'EXCELLENCE AU SERVICE DE VOTRE BEAUTÉ



06 88 06 50 46



olympurefrance@gmail.com



06 20 38 73 61



www.olympure.fr

